

We Dynamische extensiering (productcode 5034)

De dynamische extensiering brengt het PIP-gewricht in extensie door middel van een roestvrijstalen veer. De veer kan eenvoudig worden aangepast om de gewenste kracht uit te oefenen zodat flexie mogelijk blijft.

De dynamische extensiering wordt toegepast bij een geïsoleerde verzwakking van de extensorpees, letsels aan de centrale slip of ter correctie van een flexie contractuur van het PIP gewricht.

Indien nodig kunnen ook meerdere vingers tegelijk gemobiliseerd worden.



We Dynamische flexiering (productcode 5042)

De dynamische flexiering brengt het PIP-gewricht in flexie door middel van een roestvrijstalen veer terwijl extensie mogelijk blijft. De veer kan eenvoudig worden aangepast om de gewenste kracht uit te oefenen zodat flexie mogelijk blijft.

Bij extreme dorsaal flexie van het PIP-gewricht kan deze orthese een uitkomst bieden.

